


## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Faf2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96Cs3

Numero articolo: CM0019608



### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio FAF2 validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Riconosce FAF2 umano, murino e ratto. Ideale per la ricerca su ERAD, goccioline lipidiche e granuli di stress.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                    |
|---------------------|---------------------------|
| Nome prodotto       | FAF2 Rabbit pAb           |
| Osservazioni/Alias  | ETEA; UBXD8; UBXN3B; FAF2 |
| Specie              | Umano                     |
| ID Gene (Umano)     | 23197                     |
| ID Gene             | 23197                     |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante     |
| Sorgente            | Coniglio                  |
| Categoria           | Anticorpi policlonali     |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA         |
| Reattività crociata | Umano, Mouse, Ratto       |
| SWISS               | Q96CS3                    |
| Peso proteico       | 53kDa                     |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio        |