

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fah Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16930

Numero articolo: CM0010552

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio specifico per FAH umana (fumarilacetoacetasi), validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Cross-reagisce con topo e ratto. Adatto per lo studio del metabolismo della tirosina e dei disturbi epatici/renali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FAH Rabbit mAb
Specie	Umano
GeneID	2184
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-419 della FAH umana (NP_000128.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P16930
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio