

Anti-Faim3 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - O60667

Numero articolo: CM0030545



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio purificato per affinità contro FAIM3 umano (TOSO, FcμR), validato per Western blot (WB) ed ELISA. Cross-reattiva con topo e ratto; peso molecolare del bersaglio 43 kDa. Ideale per lo studio della biologia del recettore IgM nelle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FAIM3 Coniglio pAb
Note/Alias	TOSO; FAIM3; FcμR
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	9214
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 18-251 di FAIM3 umano (NP_005440.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O60667
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio