


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fak (Focal Adhesion Kinase) Per Wb, If/Icc, Elisa - Q05397

Numero articolo: CM0003534



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità che bersaglia FAK umana (Focal Adhesion Kinasi 1), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Ideale per la ricerca sull'adesione e la migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FAK Rabbit mAb
Note/Alias	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5747
GeneID	5747
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q05397
Peso proteico	119kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio