

Anticorpo Policlonale Anti-Fam107A Per Wb, Elisa - 095990

Numero articolo: CM0020310

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FAM107A umano (DRR1/TU3A), validato per WB ed ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per lo studio delle dinamiche dell'actina, della funzione sinaptica e del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb FAM107A di coniglio
Note/Alias	DRR1; TU3A; FAM107A
Specie	Uomo
GeneID (umano)	11170
GeneID	11170
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-144 di FAM107A umano (NP_009108.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	O95990
Peso della proteina	17 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante