

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fam107A Per Wb, Elisa - O95990

Numero articolo: CM0019921

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro FAM107A umano. Adatto per Western blot ed ELISA; reagisce con antigeni umani e murini. Ideale per lo studio delle dinamiche dell'actina, della funzione sinaptica e delle vie correlate ai tumori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FAM107A pAb di coniglio
Note/Alias	DRR1; TU3A; FAM107A
Specie	Uomo
ID del gene	11170
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-144 di FAM107A umano (NP_009108.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	O95990
Peso della proteina	17 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante