

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fam117A Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9C073

Numero articolo: CM0020526

introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio è diretto contro FAM117A, una proteina indotta da C/EBP, ed è validato per WB, IHC-P ed ELISA. Mostra reattività crociata con campioni umani, murini e di ratto, risultando ideale per lo studio della funzione proteica in diversi contesti di segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FAM117A pAb di coniglio
Specie	Umano
ID gene (umano)	81558
ID gene	81558
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 110-240 di FAM117A umano (NP_110429.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9C073
Peso della proteina	48 kDa
Spedizione	Ghiaccio in busta