

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fam120A Per Wb, Elisa - Q9Nzb2

Numero articolo: CM0021207

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce la proteina umana FAM120A (OSSA/C9orf10), adatto per WB e ELISA. Rileva una proteina scaffold associata alla membrana di ~122 kDa coinvolta nella segnalazione dello stress ossidativo, nel metabolismo dell'RNA e nella regolazione dei geni lipogenici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FAM120A Rabbit pAb
Note / Alias	OSSA; C9orf10; HBVPTPAP; FAM120A
Specie	Uomo
GeneID	23196
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-140 di FAM120A umana (NP_055427.2))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	Q9NZB2
Peso proteico	122 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio