

Anticorpo Policlonale Anti-Fam127A/Rtl8C Per Wb Ed Elisa - A6Zki3

Numero articolo: CM0017862

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FAM127A/RTL8C umano, validato per WB ed ELISA, con reattività crociata con topo e ratto. Ideale per studi di rilevamento della proteina simile a Gag dei retrotrasposoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FAM127A Rabbit pAb
Note/Alias	CXX1; Mar8; MAR8C; Mart8; SIRH5; MART8C; FAM127A
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	8933
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-113 di FAM127A umano (NP_001071639.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	A6ZKI3
Peso della proteina	13 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante