

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fam127B Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bwd3

Numero articolo: CM0022414

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FAM127B (RTL8A/CXX1B/MAR8A), generato con proteina ricombinante a lunghezza intera. Adatto per WB, IF/ICC, ELISA in campioni umani e di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FAM127B Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CXX1b; MAR8A; SIRH6; FAM127B
Specie	Umano
GenelD (Umano)	26071
GenelD	26071
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9BWD3
Peso Proteico	13kDa
Spedizione	Sacca refrigerante