

Anticorpo Policlonale Anti-Fam13A Per Wb, Elisa - O94988

Numero articolo: CM0012948

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FAM13A, validato per WB ed ELISA. Rileva la proteina umana FAM13A, una potenziale proteina attivatrice della GTPasi con un peso molecolare previsto di 117 kDa. Ideale per la ricerca sullo splicing alternativo e la fosforilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FAM13A Rabbit pAb
Note/Alias	FAM13A1; ARHGAP48; FAM13A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10144
GeneID	10144
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O94988
Peso Proteico	117kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio