

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fam155B Per Wb, Elisa - 075949

Numero articolo: CM0018740

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia FAM155B (NALF2/TED) umano. Validato per Western blotting e ELISA; presenta reazione crociata con topo e ratto. Fornito per applicazioni di ricerca sui canali ionici e sulle neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	FAM155B Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	TED; TMEM28; CXorf63; FAM155B; bB57D9.1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	27112
GeneID	27112
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 400-472 di FAM155B umano (NP_056501.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	075949
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio