

Anticorpo Policlonale Anti-Fam160B2 Per Wb, Elisa - Q86V87

Numero articolo: CM0026757

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce la proteina umana FAM160B2 (FHIP2B/RAI16), adatto per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con proteine umane, di topo e di ratto. Utile per studiare le vie di segnalazione MAPK/ERK e TGFβ.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome Prodotto	FAM160B2 Rabbit pAb
Note/Alias	FAI16; RAI16; FAM160B2; RAM160B2
Specie	Umana
GeneID	64760
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 420-520 della proteina umana FAM160B2 (NP_073586.5).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q86V87
Peso Proteico	82kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio