

Anticorpo Policlonale Anti-Fam173B Per Wb E Elisa - Q6P4H8

Numero articolo: CM0027342

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FAM173B umano (subunità C dell'ATP sintasi lisina N-metiltransferasi). Validato per WB e ELISA, cross-reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla metilazione mitocondriale e sul dolore cronico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FAM173B pAb coniglio
Note/Alias	JS-2; FAM173B; hFAM173B
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	134145
Gene ID	134145
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-233 di FAM173B umano (NP_954584.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q6P4H8
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio