


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fam208A Per Wb, Elisa - Q9Uk61

Numero articolo: CM0012949



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-FAM208A validato per WB ed ELISA. Targetizza TASOR umano, un componente chiave del complesso HUSH coinvolto nel silenziamento epigenetico dei retrotrasposoni. Ideale per studi sulla cromatina e sulla regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FAM208A pAb di coniglio
Note/Alias	RAP140; TASOR1; se89-1; C3orf63; FAM208A
Specie	Umano
GeneID (umano)	23272
GeneID	23272
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 700-1000 di FAM208A umano (NP_001106207.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9UK61
Peso della proteina	189 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante