


Anticorpo Monoclonale Anti-Fam20A Per Wb - Q96Mk3

Numero articolo: CM0006726



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-FAM20A per Western blot (WB) ed ELISA. Riconosce la pseudoproteina chinasi umana FAM20A, un regolatore della biomineralizzazione. Ideale per studi sullo sviluppo dentale e sulla mineralizzazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-FAM20A
Note/Alias	AI1G; AIGFS; FP2747; FAM20A
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	54757
GeneID	54757
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 442-541 di FAM20A umano (NP_060035.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q96MK3
Peso della proteina	61 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante