


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fam20A Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Mk3

Numero articolo: CM0027641



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto alla pseudochinasi umana FAM20A, validato per WB, IHC-P e ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Ideale per ricerche sulla biomineralizzazione e lo smalto dentale.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifiche principali del prodotto	Dettagli dei parametri
Nome prodotto	FAM20A Rabbit pAb
Note/Alias	AI1G; AIGFS; FP2747; FAM20A
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	54757
GeneID	54757
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 140-240 di FAM20A umana (NP_060035.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96MK3
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio