

Anticorpo Policlonale Anti-Fam221A Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8C790

Numero articolo: CM0023131

introduzione

Fam221a Rabbit pAb è un anticorpo policlonale prodotto nel coniglio contro la proteina FAM221A del topo. Validato per WB, IF/ICC, ELISA e reattivo incrociato con umano e ratto. Adatto per studi di rilevamento e localizzazione proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fam221a Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	D330028D13Rik; Fam221a
Specie	Mouse (Topo)
ID Gene (Umano)	340277
ID Gene	231946
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-292 di Fam221a del topo (NP_766315.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q8C790
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio