

Anticorpo Monoclonale Anti-Fam3A Per Wb, Ihc-P, Elisa - P98173

Numero articolo: CM0006475

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che bersaglia FAM3A umano (P98173). Validato per WB, IHC-P e ELISA; reagisce crociato con topo e ratto. Ideale per studi sulla difensina e l'immunità fungina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FAM3A Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	DLD; 2.19; XAP-7; DXS560S; FAM3A
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	60343
ID gene	60343
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 34-230 di FAM3A umano (NP_068578.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P98173
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio