

Anticorpo Policlonale Anti-Fam3A Per Wb, Ihc-P, Elisa - P98173

Numero articolo: CM0023700

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia FAM3A umano (aa 34-230), validato per WB, IHC-P e ELISA. Riconosce una proteina secreta simile a citochine di 25 kDa con potenziale attività defensina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	FAM3A Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	DLD; 2.19; XAP-7; DXS560S; FAM3A
Specie	Umana
GeneID (Umana)	60343
GeneID	60343
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 34-230 di FAM3A umano (NP_068578.2)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umana
SWISS	P98173
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio