

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fam3B Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P58499

Numero articolo: CM0017871

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FAM3B umano (PANDER), cross-reattivo con topo e ratto. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Utilizzato per studiare l'apoptosi nelle cellule alfa e beta e la funzione pancreatica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	FAM3B pAb di Coniglio
Osservazioni/Alias	2-21; ORF9; PANDER; PRED44; C21orf11; C21orf76; FAM3B
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	54097
ID Gene	54097
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P58499
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio