

Anticorpo Policlonale Anti-Fam3D Per Wb, Elisa - Q96Bq1

Numero articolo: CM0020923

introduzione

CamelBio offre l'Anticorpo Policlonale Anti-FAM3D di coniglio ad alta purezza (Q96BQ1), validato per WB e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studiare il ruolo della glicoproteina secreta FAM3D nella biologia placentare e nelle vie correlati alle lectine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FAM3D Rabbit pAb
Note/Alias	EF7; OIT1; FAM3D
Specie	Uomo
GeneID	131177
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-204 della FAM3D umana (NP_620160.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q96BQ1
Peso Proteico	25 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio