

Anticorpo Policlonale (Pab) Di Coniglio Anti-Fam3D Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Bq1

Numero articolo: CM0022955

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FAM3D umana (EF7/OIT1) per Western blot, immunoistochimica, immunofluorescenza ed ELISA. Convalidato su campioni umani, di topo e di ratto. Peso molecolare previsto: 25 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-FAM3D
Note/Alias	EF7; OIT1; FAM3D
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	131177
ID Gene	131177
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q96BQ1
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio