

Anticorpo Policlonale Anti-Fam46A Per Wb, Elisa - Q96Ip4

Numero articolo: CM0016513



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-FAM46A validato per Western blot ed ELISA. Rileva la terminale nucleotidiltransferasi 5A umana e murina, una poli(A) polimerasi citoplasmatica coinvolta nella mineralizzazione ossea e nella funzione degli osteoblasti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FAM46A Rabbit pAb
Note/Alias	OI18; XTP11; FAM46A; C6orf37
Specie	Umana
GeneID (umano)	55603
GeneID	55603
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 180-400 della proteina FAM46A umana (NP_060103.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Murina
SWISS	Q96IP4
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio