

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fam50B Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Wtj8

Numero articolo: CM0022146

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il topo FAM50B, adatto per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Utile per studi di espressione nei testicoli e ricerca sull'acetilazione. Immunogeno: proteina di fusione ricombinante aa 70-150.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fam50b Rabbit pAb
Note/Alias	X5L; D0H6S2654E; XAP-5-like; Fam50b
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	26240
ID Gene (Topo)	108161
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 70-150 del Fam50b di topo (NP_620085.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9WTJ8
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio