

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fam65B Per Wb, If-P, Elisa - Q9Y4F9

Numero articolo: CM0026658

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-FAM65B umano (RIPOR2), validato per WB, IF-P, ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della polarizzazione cellulare, della miogenesi e delle vie correlate alla sordità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FAM65B Rabbit pAb
Note/Alias	PL48; DFNA21; DIFF40; DIFF48; FAM65B; MYONAP; C6orf32; DFNB104
Specie	Umano
GenelD (Umano)	9750
GenelD	9750
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-210 di FAM65B umano (NP_056948.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y4F9
Peso proteico	119kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio