

Anticorpo Policlonale Anti-Fam96B Per Wb, Elisa - Q9Y3D0

Numero articolo: CM0026458

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FAM96B umano (CIA2B/MIP18) validato per Western blot e ELISA, reattivo anche con il topo. Adatto per ricerche sull'assemblaggio dei cluster ferro-zolfo e sulla segregazione cromosomica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FAM96B Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CIA2B; MIP18; FAM96B; CGI-128
Specie	Umano
GenelD (Umano)	51647
GenelD	51647
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-163 di FAM96B umano (NP_057146.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9Y3D0
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio