

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fam98B Per Wb E Elisa - Q52Lj0

Numero articolo: CM0023789

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FAM98B umano (subunità del complesso ligasi di splicing dell'RNA di trasferimento) per WB e ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per lo studio della lavorazione degli RNA di trasferimento e la ricerca sul cancro del colon-retto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FAM98B Rabbit pAb
Note / Alias	FAM98B
Specie	Umana
GeneID (Umana)	283742
GeneID	283742
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-225 di FAM98B umano (NP_775882.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q52LJ0
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio