


Anticorpo Monoclonale Anti-Fanca Per Wb, Elisa - O15360

Numero articolo: CM0009221



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia la proteina FANCA umana (163 kDa), validato per Western blot e ELISA. Ideale per la ricerca sull'anemia di Fanconi, la riparazione dei legami crociati interfilamento e gli studi sulla stabilità cromosomica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FANCA Rabbit mAb
Note / Alias	FA; FA1; FAA; FAH; FA-H; FACA; FANCH; FANCA
Specie	Umana
ID Gene (Uomo)	2175
ID Gene	2175
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2-104 della FANCA umana (O15360).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana
SWISS	O15360
Peso Proteico	163kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio