


Anticorpo Policlonale Anti-Fanca Coniglio Per Wb, Elisa - O15360

Numero articolo: CM0027425



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega al FANCA umano. Validato per Western blot (WB) ed ELISA. Riconosce la proteina del gruppo A dell'anemia di Fanconi, cruciale per la riparazione dei crosslink interfilamento del DNA e la stabilità cromosomica. Adatto per la ricerca sull'anemia di Fanconi e sulla riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FANCA Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	FA; FA1; FAA; FAH; FA-H; FACA; FANCH; FANCA
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2175
Immunogeno	Pro proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-275 del FANCA umano (NP_000126.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	O15360
Peso proteico	163kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio