


Anticorpo Policlonale Anti-Fancc Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q00597

Numero articolo: CM0021047



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro FANCC, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva la proteina FANCC umana, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sul danno al DNA, la riparazione e l'anemia di Fanconi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FANCC Rabbit pAb
Note/Alias	FA3; FAC; FACC; FANCC
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2176
ID Gene	2176
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 340-558 di FANCC umano (NP_000127.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q00597
Peso Proteico	63kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio