

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fancd2 Per Wb, Ip, Elisa - Q9Bxw9

Numero articolo: CM0003860



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro FANCD2 umano, adatto per WB, IP ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio della riparazione del DNA, dell'anemia di Fanconi e della stabilità cromosomica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	FANCD2 mAb Coniglio
Note/Alias	FA4; FAD; FACD; FAD2; FA-D2; FANCD; FANCD2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2177
GeneID	2177
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 200-300 di FANCD2 umano (Q9BXW9).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BXW9
Peso Proteico	164 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio