

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Fancd2 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Bxw9

Numero articolo: CM0019028



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit anti-FANCD2 per WB, IF/ICC, IP, ELISA. Rileva FANCD2 umano e di ratto, una proteina chiave per la riparazione del DNA. Adatto per studi sull'anemia di Fanconi, instabilità cromosomica e risposta al danno del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FANCD2 Rabbit pAb
Note/Alias	FA4; FAD; FACD; FAD2; FA-D2; FANCD; FANCD2
Specie	Umana
ID gene	2177
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 540-720 di FANCD2 (NP_001018125.1)
Origine	Rabbit (coniglio)
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Ratto
SWISS	Q9BXW9
Peso proteico	164 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio