


Anti-Fancg Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - O15287

Numero articolo: CM0029164



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FANCG umano (FAG/XRCC9). Validato per Western blot e ELISA, cross-reagisce con umano e topo. Adatto per la ricerca sulla riparazione del DNA e l'anemia di Fanconi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FANCG Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	FAG, XRCC9, FANCG
Specie	Umano
GenelD (Umano)	2189
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	O15287
Peso Proteico	69kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio