

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fanci Per Wb, Elisa - Q9Nvi1

Numero articolo: CM0030172



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega a FANCI umano, validato per Western blot (WB) ed ELISA. Ideale per la ricerca sulla riparazione del danno al DNA, l'anemia di Fanconi e i checkpoint del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FANCI Rabbit pAb
Note/Alias	KIAA1794; FANCI
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	55215
Gene ID	55215
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1061-1328 di FANCI umano (NP_001106849.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9NVI1
Peso proteico	149kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio