


Anticorpo Policlonale Anti-Fancl Di Coniglio Per Wb E Elisa - Q9Nw38

Numero articolo: CM0030124



introduzione

Anticorpo policlonale FANCL di coniglio validato per WB e ELISA, cross-reagisce con il topo. Mira alla ligasi E3 ubiquitina coinvolta nella riparazione del DNA dell'anemia di Fanconi. Ideale per lo studio della risposta al danno del DNA e della proliferazione delle cellule germinali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FANCL Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	POG; PHF9; FAAP43; FANCL
Specie	Umano
GeneID (umano)	55120
GeneID	55120
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9NW38
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio