


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fancm Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Iyd8

Numero articolo: CM0026906



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la proteina FANCM umana, validato per Western blot, IF/ICC e ELISA. Ideale per lo studio della via della anemia di Fanconi, dei meccanismi di riparazione del DNA e della biologia delle cellule germinali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FANCM Rabbit pAb
Note / Alias	POF15; SPGF28; FAAP250; KIAA1596; FANCM
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	57697
ID gene	57697
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 390-660 della FANCM umana (NP_065988.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q8IYD8
Peso proteico	232 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio