

Anti-Fap (Fibroblast Activation Protein-A) Anticorpo Monoclonale Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q12884

Numero articolo: CM0006339



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si lega al FAP umano (Q12884). Validato per WB, IF/ICC, ELISA; cross-reattività con topo e ratto. Strumento essenziale per lo studio del rimodellamento della ECM, della fibrosi e del microambiente tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fibroblast activation protein-α (FAP) mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	FAP; DPPIV; FAPA; FAPalpha; SIMP; prolyl endopeptidase FAP; Fibroblast activation protein-α (FAP)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2191
GeneID	2191
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 411-510 del FAP umano (NP_004451.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q12884
Peso Proteico	26kDa/87kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio