

## Anticorpo Monoclonale Anti-Fap Per Citometria A Flusso - Q12884

Numero articolo: CM0011707



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro la proteina alfa di attivazione dei fibroblasti umani (FAP), per citometria a flusso. Ideale per lo studio del rimodellamento tissutale, della fibrosi e del microambiente tumorale. Validato per campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | anticorpo monoclonale di coniglio anti-FAP umano                            |
| Note/Alias          | FAP; DPPIV; FAPA; FAPalpha; SIMP; FAP peptidasi endopeptidica della prolina |
| Specie              | Uomo                                                                        |
| GeneID (umano)      | 2191                                                                        |
| GeneID              | 2191                                                                        |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante                                                       |
| Origine             | Coniglio                                                                    |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                       |
| Applicazione        | FC                                                                          |
| Reattività crociata | Uomo                                                                        |
| SWISS               | Q12884                                                                      |
| Peso della proteina | 27kDa/87kDa                                                                 |
| Spedizione          | Confezione refrigerata con ghiaccio                                         |