

Anticorpo Policlonale Anti-Fap Per If/Icc, Elisa - Q12884

Numero articolo: CM0028573



introduzione

FAP Rabbit pAb è un anticorpo policlonale specifico per l'uomo per IF/ICC e ELISA, che bersaglia la proteina alfa di attivazione dei fibroblasti (Q12884) coinvolta nella crescita tumorale e nel rimodellamento tissutale. Ideale per la ricerca sul cancro e sulla fibrosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FAP Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	FAPA; SIMP; DPPIV; FAPalpha
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2191
GeneID	2191
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 481-580 della FAP umana (NP_004451.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q12884
Peso proteico	88kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio