

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Farsb Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nsd9

Numero articolo: CM0017921



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FARSB umano (subunità beta della fenilalanina-tRNA sintetasi), adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sull'aminoacilazione citoplasmatica e la traduzione proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FARSB Rabbit pAb
Note/Alias	FRSB; RJBS; PheHB; PheRS; FARSLB; RILDBC; HSPC173; NEDBLLA; RILDBC1; FARSB
Specie	Umana
ID gene (Umano)	10056
ID gene	10056
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 240-589 di FARSB umano (NP_005678.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9NSD9
Peso proteico	66kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio