

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fastkd1 Per Wb, Elisa - Q53R41

Numero articolo: CM0027762

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FASTKD1 umano, validato per Western blot e ELISA. Rileva FASTKD1 endogeno in campioni umani, di topo e ratto. Adatto per la ricerca sulle mitocondri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FASTKD1 Rabbit pAb
Note/Alias	FASTKD1
Specie	Umana
ID gene (Umana)	79675
ID gene	79675
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente amminoacidi 638-847 di FASTKD1 umana (NP_078898.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q53R41
Peso proteico	97kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio