


Anticorpo Monoclonale Anti-Fat10/Ubd Per Wb E Elisa - O15205

Numero articolo: CM0007959



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che si lega al FAT10/UBD (Ubiquitina D) umano. Validato per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso il mouse. Adatto per studi sulla degradazione delle proteine simili all'ubiquitina, sulla segnalazione NF- κ B e sulla biologia del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FAT10/UBD Rabbit mAb
Note/Alias	FAT10; UBD-3; GABBR1; FAT10/UBD
Specie	Umano
GeneID	10537
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli aminoacidi 70-150 del FAT10/UBD umano (O15205)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	O15205
Peso proteico	18 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio