


Anticorpo Policlonale Anti-Fat10/Ubd Per If/Icc, Elisa - O15205

Numero articolo: CM0017857



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega alla ubiquitina D umana (FAT10/UBD), validato per IF/ICC ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio della modificazione simile all'ubiquitina, della degradazione del proteasoma e delle vie dell'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FAT10/UBD Rabbit pAb
Note/Alias	FAT10; UBD-3; GABBR1; FAT10/UBD
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10537
Gene ID	10537
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-165 di FAT10/UBD umano (NP_006389.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O15205
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio