


## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fat10/Ubd Per Wb, If/Icc, Elisa - O15205

Numero articolo: CM0027287



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro FAT10/UBD (ubiquitina D) umano. Adatto per applicazioni WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano e topo. Peso proteico 18kDa. Ideale per lo studio della via ubiquitina-proteasoma, dell'immunità e delle malattie renali.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Specifica                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | FAT10/UBD Rabbit pAb                                                                                                            |
| Note/Alias            | FAT10; UBD-3; GABBR1; FAT10/UBD                                                                                                 |
| Specie                | Umano                                                                                                                           |
| ID Gene (Umano)       | 10537                                                                                                                           |
| ID Gene               | 10537                                                                                                                           |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-165 di FAT10/UBD umano (NP_006389.2). |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                        |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                           |
| Applicazione          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                               |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo                                                                                                                     |
| SWISS                 | O15205                                                                                                                          |
| Peso Proteico         | 18kDa                                                                                                                           |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                           |