

Anticorpo Monoclonale Anti-Fatp2/Slc27A2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O14975

Numero articolo: CM0006342

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro FATP2/SLC27A2 umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Adatto per lo studio del trasporto degli acidi grassi e del metabolismo lipidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FATP2/SLC27A2 Rabbit mAb
Note/Alias	VLCS; FATP2; VLACS; ACSVL1; FACVL1; hFACVL1; HsT17226
Specie	Umano
GenelD (Umano)	11001
GenelD	11001
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 494-620 di FATP2/SLC27A2 umano (NP_003636.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O14975
Peso Proteico	70kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio