

## Anticorpo Monoclonale Anti-Fatp4/Slc27A4 Per Wb, Elisa - Q6P1M0

Numero articolo: CM0007279

### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante anti-FATP4/SLC27A4 convalidato per WB e ELISA, che rileva FATP4 umano e murino, un trasportatore di acidi grassi a catena lunga e acil-CoA ligasi coinvolto nel metabolismo lipidico. Adatto per la ricerca sul trasporto di acidi grassi, il metabolismo e la funzione della barriera cutanea.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto         | FATP4/SLC27A4 Rabbit mAb                                                                                                            |
| Annotazioni/Alias     | IPS; FATP4; ACSVL4; FATP4/SLC27A4                                                                                                   |
| Specie                | Uomo                                                                                                                                |
| GeneID (Uomo)         | 10999                                                                                                                               |
| GeneID                | 10999                                                                                                                               |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 43-237 di FATP4/SLC27A4 umano (NP_005085.2) |
| Origine               | Coniglio                                                                                                                            |
| Categoria             | Anticorpi monoclonali                                                                                                               |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Reattività incrociata | Uomo, Topo                                                                                                                          |
| SWISS                 | Q6P1M0                                                                                                                              |
| Peso proteico         | 72kDa                                                                                                                               |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                               |