

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro Fatty Acid Synthase (Fasn) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P49327

Numero articolo: CM0002607



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio bersaglia la Fatty Acid Synthase (FASN) umana, è stato validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce con FASN di uomo, topo e ratto, è adatto per studi sulla biosintesi degli acidi grassi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fatty Acid Synthase (FASN) Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	FAS; OA-519; SDR27X1; Fatty Acid Synthase (FASN)
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2194
GeneID	2194
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 2400-2500 della FASN umana (P49327).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P49327
Peso proteico	273 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio