


Anti-Fbp1 Coniglio Anticorpo Monoclonale Per Wb, Ihc-P, Elisa - P09467

Numero articolo: CM0006652



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-FBP1 ad alta specificità convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglio dell'enzima limitante della gluconeogenesi fruttosio-1,6-bisfosfatasi 1 (P09467).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FBP1 Coniglio mAb
Note/Alias	FBP; FBP1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2203
Gene ID	2203
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di FBP1 umano (P09467).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P09467
Peso Proteico	37kDa
Borsa del ghiaccio	