


Anticorpo Policlonale Anti-Fbp2 Per Wb, Elisa - 000757

Numero articolo: CM0013855



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-FBP2 (isozima 2 della fruttosio-1,6-bisfosfatasi). Validato per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani, murini e di ratto. Utile per lo studio della sintesi del glicogeno a partire dal lattato nel muscolo scheletrico e delle relative vie metaboliche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FBP2 pAb di coniglio
Note/alias	CORLK; FBP2
Specie	Umano
ID del gene (umano)	8789
ID del gene	8789
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-339 della FBP2 umana (NP_003828.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	O00757
Peso della proteina	37 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante